

Hypotensine Plus®

Soutien de la circulation sanguine et le maintien d'une tension artérielle normale

Complément alimentaire naturel à base d'hibiscus et d'olivier pour le soutien de la circulation sanguine et le maintien d'une tension artérielle normale



**AUTORISATION DE
MISE SUR LE MARCHÉ**
APPROVED FOR SALE
NUMÉRO D'AUTORISATION
2017-7-1025

Formule Naturelle

À base d'extraits végétaux titrés d'hibiscus et de feuilles d'olivier, reconnus pour leurs bienfaits traditionnels sur la circulation sanguine

Dosage Optimal

250 mg d'hibiscus et 200 mg d'olivier par gélule pour une efficacité maximale, dans des gélules 100% végétales

Qualité Garantie

Sans OGM, sans conservateurs, conforme aux réglementations européennes les plus strictes en matière de compléments alimentaires

Composition et Bienfaits

Hypotensine Plus associe deux actifs végétaux complémentaires aux propriétés reconnues par l'usage traditionnel. L'hibiscus (*Hibiscus sabdariffa*), dont on utilise le calice séché, est traditionnellement reconnu pour soutenir la circulation sanguine et contribuer au maintien d'une pression artérielle normale. Ses flavonoïdes et anthocyanes lui confèrent également des propriétés drainantes favorisant l'élimination rénale de l'eau, un élément important dans la régulation de la tension artérielle.

L'olivier (*Olea europaea*), seconde composante majeure de notre formule, apporte ses feuilles riches en oleuropéine, un polyphénol particulièrement étudié pour ses effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire. Les feuilles d'olivier aident à maintenir une tension artérielle normale et protègent les lipides sanguins contre le stress oxydatif. Cette double action fait de l'olivier un allié précieux pour la santé cardiovasculaire globale.

Ingrédients Actifs

- **Hibiscus sabdariffa** : 250 mg d'extrait sec de calice par gélule
- **Olea europaea** : 200 mg d'extrait sec titré de feuilles par gélule
- Farine de riz : excipient naturel de support
- Gélule végétale HPMC

Présentations Disponibles

Pour s'adapter à vos besoins et à la durée de votre cure, Hypotensine Plus est proposé en trois formats pratiques :

- Boîte de 60 gélules (15 jours)
- Boîte de 120 gélules (30 jours)
- Boîte de 180 gélules (45 jours)

Mode d'Emploi et Recommandations

Posologie Recommandée

Prendre 2 gélules le matin et 2 gélules le soir avec un grand verre d'eau, de préférence avant les repas pour une absorption optimale

Durée de la Cure

À adapter selon vos besoins individuels. Pour un usage prolongé, demandez conseil à un professionnel de santé qualifié

Mode de Vie Sain

Associez la prise d'Hypotensine Plus à une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une bonne gestion du stress

Précautions d'Emploi Importantes

Comme pour tout complément alimentaire, il est essentiel de respecter certaines précautions d'usage pour garantir une utilisation sûre et efficace d'Hypotensine Plus. Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, ainsi qu'aux enfants. Si vous suivez un traitement antihypertenseur ou diurétique, il est impératif de consulter votre médecin avant de commencer la prise de ce complément, car un effet additif pourrait se produire.

Les compléments alimentaires ne doivent jamais se substituer à une alimentation variée et équilibrée, ni à un mode de vie sain. Ils viennent en soutien d'une hygiène de vie globale. Ne dépassez jamais la dose journalière recommandée de 4 gélules par jour. Bien que l'hibiscus et l'olivier soient généralement très bien tolérés, de rares cas de réactions allergiques ou de troubles digestifs légers peuvent survenir chez certaines personnes sensibles.

- ❑ **Conseil médical** : En cas de traitement concomitant, notamment pour l'hypertension ou avec des diurétiques, un suivi médical est indispensable pour éviter toute interaction médicamenteuse potentielle.

Conservation Optimale

Conservez Hypotensine Plus à température ambiante, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe. Tenez toujours le produit hors de portée des jeunes enfants.

Traçabilité Garantie

Chaque boîte comporte un numéro de lot et une date limite d'utilisation optimale (DLUO) clairement indiqués. Étiquetage conforme aux réglementations européennes n°1169/2011 et n°1924/2006.

Qualité Contrôlée

Produit notifié auprès de la DGCCRF/BELFRIT, garantissant le respect des normes françaises et européennes les plus exigeantes en matière de compléments alimentaires.

Engagement Qualité

Hypotensine Plus s'inscrit dans une démarche de qualité totale, depuis la sélection rigoureuse des matières premières jusqu'à la fabrication finale. Nos extraits végétaux proviennent de plantes cultivées dans le respect de leur environnement naturel, et chaque lot fait l'objet de contrôles qualité stricts pour garantir la teneur en principes actifs et l'absence de contaminants.

La formulation sans OGM, sans conservateurs artificiels et l'utilisation de gélules végétales (HPMC) témoignent de notre engagement à proposer un produit aussi naturel que possible, respectueux de votre santé et de vos convictions. L'étiquetage transparent et conforme aux réglementations européennes vous permet de connaître précisément la composition de votre complément alimentaire.